

EasyCare

Bruksanvisning




Denne bruksanvisningen skal alltid være i nærheten av produktet.

Innholdsfortegnelse


1. Symboler brukt i denne bruksanvisningen	4
2. Generell sikkerhet	4
2.1 Produktenhetsetikett	6
3. Generelle krav	7
3.1 Produktinformasjon	7
3.2 Produktbeskrivelse	8
3.3 Tiltent formål	8
3.4 Tiltent operatør	8
3.5 Nødvendig ytelse	8
3.6 Klager og uønskede hendelser	8
3.7 Produktdimensjoner	9
4. Bruksanvisning	10
4.1 Installasjon av produktet	10
4.1.1 Plassering av hoved 100-240 V stikkkontakten, varmt og kaldt vann og avløpet	10
4.1.2 Mottak av dusj- og stellesengen	12
4.1.3 Fjern dekselet	12
4.1.4 Montering på vegg	13
4.1.5 Montering av ledningene	14
4.1.6 Sett plastdekselet tilbake på plass	15
4.1.7 Monter hyllene på løfteenheten	16
4.1.8 Monter dusjkaret på løfteenheten	16
4.1.9 Monter dekkplaten på dusjkaret	17
4.1.10 Monter avløpet og den fleksible slangen på dusjkaret	18
4.1.11 Monter den midtre dekkplaten	19
4.2 Betjening av produktet	20
4.2.1 Stelleplatene	20
4.2.2 Slå stellesengen opp og ned	21
4.3 Installasjon av tilbehør	21
4.3.1 Ryggstøtte	21
4.3.2 Sidegrind	22
4.3.3 Nakkestøtte	22
4.4 Elektrisk komponentskjema	23
4.4.1 Ledningsskjema	23
4.4.2 Tilkobling av kabler	24
4.4.3 Plassering av håndkontrolleren	24
4.5 Restrisiko	25
5. Feilsøking	26
6. Vedlikehold	27
6.1 Periodisk vedlikehold	27
7. Rengjøring	28

8. Komponentliste	29
8.1 Bytte av reservedeler	29
9. Miljøvern.....	30
10. Elektromagnetisk kompatibilitet.....	30
10.1 Egnede miljøer.....	30
10.2 Grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse	30
10.3 Tilstøtende og stablet bruk	30
10.4 Kabler	30

1. Symboler brukt i denne bruksanvisningen

Advarselssymbol Indikasjon på potensielt farlig situasjon. Hvis den ikke unngås, kan det føre til alvorlig skade eller død.	
Forsiktighetssymbol Indikasjon på potensielt farlig situasjon som kan resultere i mindre eller moderate skader. Den kan også brukes til å varsle mot usikker praksis.	
Informasjonssymbol Dette symbolet brukes til å informere om riktig bruk og håndtering av produktet.	

2. Generell sikkerhet

	<p>Denne bruksanvisningen må leses og forstås før bruk. Oppbevar alltid denne bruksanvisningen i nærheten av produktet.</p> <p>Bruk, installasjon og service av dette produktet må være i samsvar med denne bruksanvisningen for å unngå ulykker og alvorlig personskade.</p> <p>Dette produktet må aldri brukes eller håndteres på andre måter enn det som er spesifisert i denne bruksanvisningen, da det kan medføre skade på personer eller på produktet.</p> <p>Personer som installerer og/eller bruker dette produktet, enten som operatør eller bruker, skal ha nødvendig sikkerhetsinformasjon og tilgang til denne bruksanvisningen.</p> <p>Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert og utpekt personell for å unngå fare.</p>
---	--



Ikke utfør reparasjoner, demontering eller montering, montering av tilleggsutstyr, rejusteringer eller modifikasjoner av produktet utover det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Disse må utføres av Ropox eller personell utpekt av Ropox. Ikke utfør service mens enheten er i bruk.

Dette utstyret kan brukes av voksne som har lest og forstått bruksanvisningen. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn .

Ikke bruk produktet hvis det har defekter eller er skadet før det har blitt reparert eller byttet ut. Hvis kontrollboksen lager uvanlig støy eller lukter, må du slå av nettspenningen umiddelbart.

Pass på at kablene ikke blir skadet.

Produktene må kun brukes i et miljø som tilsvarer IP-klassifiseringen deres.



Informasjonen i denne bruksanvisningen er basert på korrekt installasjon i henhold til installasjonsveiledningen for dette produktet.

Ropox kan ikke holdes ansvarlig hvis produktet brukes på måter som avviker fra det som er angitt i denne bruksanvisningen og/eller installasjonsveiledningen.


Ropox forbeholder seg retten til å endre denne bruksanvisningen og referansedokumentene uten forvarsel.

2.1 Produktenhetsetikett


ROPOX WEB.: www.ropox.dk
 Ropox A/S,
 Ringstedgade 221, DK-4700 Næstved
 TLF: +45 5575 0500, E-mail: Info@ropox.dk














    
 2 min 30cm
 18 min
 Duty cycle max. 10% Transport & storage

XXXX-XX
 REF 40-250XX-X SN N43-XXXX
Shower bed IP X6
 U In: 100-240V ~ 50/60 H U In: Max. 2,0 A
 EasyCare 178 cm
 Electrical height adjustment 30-100cm
 Max load: 220 kg Mass of product: 55 kg



05707581000447N43-XXXX



	Dette produktet er CE-merket i henhold til: Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, inkludert endringer innlemmet i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/47/EF Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) Rådsdirektiv 2011/65/EU (RoHS)
	Produsentens navn og adresse
	Produksjonsdato
	Lagernummer
	Serienummer
	Se bruksanvisningen før bruk
	Driftsintervall for elektrisk drevet utstyr. Bruk av elektrisk høydejusterbart utstyr kan vare i maksimalt 2 minutter, etterfulgt av en 18-minutters pause.
	Anvendt del av type BF Produktet oppfyller kravene i IEC 60601-1 for å gi beskyttelse mot elektrisk støt.
	Du finner viktig sikkerhetsrelatert informasjon, advarsler og sikkerhetsforanstaltninger i bruksanvisningen.
	Dobbeltisolerte elektriske komponenter, klasse II
	Skal ikke kastes som usortert kommunalt avfall. Produktet må returneres til en utpekt gjenvinningsstasjon.
	Mobiltelefoner eller annet bærbart utstyr som sender ut RF, skal ikke være nærmere produktet enn 30 cm.
	Bruks- og oppbevaringstemperaturer må ikke overstige 5–40C°

3. Generelle krav

3.1 Produktinformasjon

Produsent:	Ropox A/S Ringstedgade 221 DK-4700 Naestved +45 55 75 05 00 info@ropox.com		
Produktmodeller	Delenummer	Modell	Konfigurasjon
	40-25023	146 cm	146 cm
	40-25026	178 cm	178 cm
	40-25029	210 cm	210 cm
	40-25073	146 cm	146 cm. Inkl. ryggstøtte
	40-25076	178 cm	178 cm. Inkl. ryggstøtte
	40-25079	210 cm	210 cm. Inkl. ryggstøtte
Forventet levetid	5 år		
MDD-klasse 93/68/EØF MDR-klasse 2017/745	Klasse I		
Klassifisering av anvendt del 60601-1	Anvendt del av type BF		
MEE-klasse 60601-1	Klasse II		
Tiltenkte miljøer	<p>Dette produktet skal kun brukes i:</p> <p>Behandlingsinstitusjon Hjemmemiljø</p> <p><i>Enheten er ikke beregnet for bruk i spesielle miljøer som definert av IEC 60601-1-2</i></p>		
Maksimal brukervekt i henhold til DS/EN ISO 17966:2016	220 kg		
Strømforsyning	100–240V~ 50/60 Hz		
I in	Maks 2,0A		
Intermittens	2 min. bruk / 18 min. pause		
Høydejustering	30–100 cm		
Aktiveringshastighet	≈ 17 mm/s		
IP-grad	IPX6		
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +50 °C Transport og oppbevaring +5 °C til +40 °C Drift		
Materialer i kontakt med pasient	Komponent	Materialbeskrivelse	
	Enhetsdeksel Kar Stelleplater Dekkplate	ABS PMMA PUR FLEX 200 Pulverlakkert stål	
Tilbehør	Artikkelnummer	Modell/spesifikasjon	
	40-25034	Sidegrind for 146 cm	
	40-25036	Sidegrind for 178 cm	
	40-25035	Sidegrind for 210 cm	
	40-25038	Gavlbeskyttere	
	40-25031	Ryggstøtte til dusjseng med stelleplater	
	40-25090	Nakkestøtte	

3.2 Produktbeskrivelse

EasyCare er en høydejusterbar løsning som passer for brukere som veier opptil 220 kg. Den fungerer som en stabil plattform for å dusje og skifte på personer med funksjonsnedsettelse, og de tre størrelsene gjør den nyttig for både voksne og barn.

3.3 Tiltent formål

EasyCare gjør dusjing og skifting trygt og komfortabelt for personer med funksjons- og bevegelseshemninger. De myke og fleksible stelleplatene gir brukeren optimal komfort, og den elektriske høydejusteringen og den ergonomiske utformingen sikrer best mulig arbeidsmiljø for pleieren. Brukervennligheten, designet og velferdsteknologien sikrer trygghet og tilfredshet for både bruker og hjelper. Sengen kan raskt justeres til ønsket nivå, du kan for eksempel senke benken til bare 30 cm over gulvnivå, noe som gjør forflytning av brukeren over på sengen ukomplisert og enkelt.

3.4 Tiltent operatør

Å lese og forstå denne bruksanvisningen vil være tilstrekkelig opplæring for en tiltent operatør. Barn under 16 år eller pasienter regnes ikke som tiltent operatør .


3.5 Nødvendig ytelse

Enheten har ingen funksjon knyttet til grunnleggende sikkerhet eller nødvendig ytelse. Ved tap eller forringelse av ytelsen kan brukeren løftes av enheten.

3.6 Klager og uønskede hendelser

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

3.7 Produktdimensjoner




Lengde på dusjsengen	Delnr. (ekskl. ryggstøtte)	Delnr. (inkl. ryggstøtte)
146 cm	40-25023	40-25073
178 cm	40-25026	40-25076
210 cm	40-25029	40-25079

4. Bruksanvisning

4.1 Installasjon av produktet

Pass på at du lar det være ledig plass på alle sider av enheten som vist nedenfor.




4.1.1 Plassering av hoved 100-240 V stikkkontakten, varmt og kaldt vann og avløpet

Avløpet skal plasseres i det frie området ved siden av løfteenheten og under sengen i laveste posisjon. Plasseringen på bildet over er et forslag til optimal plassering.

Varmt og kaldt vann skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med området for høydejustering.


Strømforsyningen kan plasseres enten bak eller utenfor løfteenheten. I begge tilfeller må du sørge for at hoved 100-240 V-kontakten er plassert i henhold til nasjonale krav for slike installasjoner .

4.1.1.1 Plassering av strømforsyningen utenfor løfteenheten



Hovedstrømkabelen har en total lengde på ca. 320 cm, hvorav 250 cm er utenfor løfteenheten. Kabelen kan trekkes ut på enten venstre eller høyre side.

4.1.1.2 Plassering av stikkkontakten bak løfteenheten




Følgende tegning illustrerer plassen som kan tildeles en stikkontakt uten å forstyrre bevegelsen til enheten. Det blå skraverte området er det sikre området for plassering av en stikkontakt og deksel. Plassering av stikkontakten og/eller dekselet utenfor dette området kan føre til produktskade og funksjonsfeil.

Hold om mulig avstand fra den endelige posisjonen til nettkabelen og dekselet i veggen, til løfteenheten er riktig plassert og festet til veggen (trinnene i monteringen av enheten blir beskrevet senere i denne bruksanvisningen). Hev deretter vognen til øverste posisjon og bruk utskjæringen for å sikre en sikker passform for den elektriske kabelen og dekselet med riktig klaring rundt.


Merk: Dybden på stikkontakten (inkl. ledning) må ikke overstige 65 mm fra veggen

4.1.2 Mottak av dusj- og stellesengen



Ropox dusj- og stelleseng kommer i to pakker. En med «løfteenheten» og en med

«dusjbrettenheten».




4.1.3 Fjern dekselet

Plastdekselet kan gli opp og løsne fra løfteenheten, eller det kan klikkes ut ved å trekke det fremover.

!! Pass på at du ikke riper opp plastdekselet i prosessen !!


4.1.4 Montering på vegg




Plasser løfteenheten på ønsket sted. Vær spesielt oppmerksom på plasseringen av avløp, stikkontakt og vanninntak på veggen, som beskrevet tidligere.



Fest rammen sikkert til veggen ved å bruke passende bolter og rawplugger egnet for typen veggkonstruksjon/materiale på stedet. Dusjsengen leveres med et sett (7 stk.) med skruer og rawplugger, som KUN er beregnet på montering av enheten i en betongvegg. Hvis enheten skal monteres på en annen type vegg, må det brukes passende plugger og skruer for den aktuelle veggtypen. Ropox dusjseng er testet i henhold til en belastning på opptil 220 kg påført dusjsengen.


Festehullene kan merkes opp på veggen, det er fire muligheter øverst, og tre nederst på rammen. Plasser rammen mot veggen og sørg for at den er vannrett. Rammen står på to justerbare føtter. Juster disse hvis gulvet er ujevnt eller skrå, til toppen av løfteenheten er vannrett. Merk av hullplasseringene. Fjern rammen og bor hullene.



Maksimal trekraft for hver av de fire skruene øverst på enheten: 45 kg



	Merk! Pass på at ikke støv eller andre hindringer forstyrrer hjulene, kjedet, tannhjulet eller gassfjærene. Dette kan forårsake funksjonsfeil og skade systemet.
	Forsiktig! Det er viktig at rammen blir skrudd sikkert fast i veggen. Hvis rammen løsner, kan en person falle ut av dusjsengen.



For å få tilgang til alle bunnhullene, må kontrollboksen fjernes midlertidig. Dette gjøres ved å låse den opp fra holderen øverst, trykke den tilbake og skyve kontrollboksen ned.


Husk å feste kontrollboksen godt igjen før du setter dekselet tilbake på løfteenheten.

4.1.5 Montering av ledningene


Hvis stikkkontakten er plassert bak enheten, er det avgjørende å styre kabelen derfra og ned til kontrollboksen. Dette er for å sikre at vognen ikke kan klemme, kutte eller på annen måte skade kabelen under bruk av produktet.

Fest nettkabelen til beslagene (fremhevet av pilene) ved hjelp av de medfølgende stripsene, og pass på at kabelen er stram og uten løse deler som kan bli fanget av den bevegelige vognen.



Når alt er plassert, utfører du en testkjøring av den fulle bevegelsen ned og opp igjen for å sikre at ingenting står i fare for å bli klemt eller kolliderer med den bevegelige vognen.



4.1.6 Sett plastdekselet tilbake på plass




Dekselet kan enten klikkes på plass forfra eller skyves ned ovenfra. Pass på at dekselet når gulvet og er i kontakt med veggen øverst. Dette trinnet kan også vente til slutten av installasjonsprosessen hvis det kreves enkel tilgang til de elektriske komponentene.




Når alle ledningene og skruene er festet, må dekselet festes på plass. Bruk de vedlagte M5x8-skruene og skruedekslene. Dette trinnet kan vente til slutten for å gjøre det lettere å få tilgang til kontrollboksen og ledningene om nødvendig.

Når skruen er strammet, klikker du skruedekslet i hvit plast på plass .




4.1.7 Monter hyllene på løfteenheten




Bruk 4 stk. M6x6-skruer til å montere hyllene på begge sider av løfteenheten.

4.1.8 Monter dusjkaret på løfteenheten




Skyv dusjkaret inn mellom løfteenheten og støttearmene på løfteenheten. Det er en fordel å være to personer når du gjør dette.



Fest dusjkaret til løfteenheten med 4 stk. M8x45 og låsemutter gjennom foringene i bæreamnene.


4.1.9 Monter dekkplaten på dusjkaret




Plasser dekkplaten mellom de to støttearmene under dusjkaret.

Fest den med 4 stk. M5x8-skruer.


4.1.10 Monter avløpet og den fleksible slangen på dusjkaret



Skrue plastmutteren på luken og stram godt. Koble den fleksible slangen til avløpsslangen og koble den til avløpet i veggen eller i gulvet.




4.1.11 Monter den midtre dekkplaten




Hvis det store plastdekselet ennå ikke er installert, gjør dette før du starter dette trinnet.

Sett den midtre platen mot plastdekselet i vinkel, som vist.

Vri dekselet på plass



Skv det ned til du hører låsene klikke på plass



Dobbeltsjekk at det er i flukt med og sitter godt på løfteenheten



Advarsel!

Produktet skal alltid kunne beveges gjennom hele aktiveringsområdet uten å kolliderer med gjenstander. Unnlattelse av å gjøre det vil sette produktstabiliteten i fare. Spesiell forsiktighet skal utvises for å sikre at ingen barn eller voksne befinner seg under produktet, da det kan oppstå alvorlige klemskader.

- Etter montering, med dekselet av, sørger du for at kjedet er i riktig posisjon på tannhjulet, sjekk også at kabelpluggene er riktig koblet til kontrollboksen.
- Kontroller at ingen kabler kan bli fanget eller komme i klem under det fulle bevegelsesområdet til produktet
- Koble til nettstrømmen, og dusjsengen er klar til bruk.

4.2 Betjening av produktet

Før du begynner å bruke dette produktet, må du sørge for at «nettstrømmen» er koblet til som beskrevet under elektriske forbindelser.

Høyden på dusjsengen justeres ved hjelp av opp- ▲ ned- ▼ knappene på håndkontrolleren. Kontrolleren har en spiralledning som kan trekkes ut til en lengde på 200 cm.


Maksimal belastning på dusj- og stellesengen er 220 kg

4.2.1 Stelleplatene

Stelleplatene har to sider med ulik hardhet og kan snus i dusjkaret.

Den myke siden brukes når personen på dusjsengen skal vaskes.


Den harde siden brukes når personen på dusjsengen skal skiftes på.



4.2.2 Slå stellesengen opp og ned

Stellesengen kan sikres mot utilsiktet sammenlegging i oppreist stilling ved å låse bordet med låsepinnen. Når stelleplaten er brettet opp, trykker du og holder den røde knappen inne mens du setter inn splinten. Dusjsengen er nå låst mot nedfelling.

For å folde sammen stellesengen nedover, fjerner du låsepinnen ved å trykke og holde inne den røde knappen mens du fjerner splinten. Platen kan nå senkes for hånd.



Merk!

Før stelleplaten brettes i oppreist stilling, må eventuelle sidegrinder foldes under platen.



Advarsel!


Sørg alltid for at stelleplaten er sikkert låst i oppreist posisjon med låsepinnen når den står i denne posisjonen. Sjekk at dusjsengen er låst ved å trekke i stelleplaten for å sikre at låsepinnen er helt inne og at stelleplaten ikke kan senkes

4.3 Installasjon av tilbehør

4.3.1 Ryggstøtte

Ryggstøtten passer til dusjsenger i alle lengder og bruker to stelleplater. Det kreves ingen verktøy for montering i dusjkaret, da ryggstøtten er designet for å passe direkte inn i karet. Ryggstøtten har tre posisjoner: 20°, 40° og 60°.

Varenr. **40-25031**



Anbefalinger for bruk

- Pass på at enheten er plassert riktig i dusjkaret slik at de to sideskinnene til bunnrammen hviler riktig på sidene av karet.
- Sjekk at den horisontale støttestangen har klikket på plass før du lener deg på ryggstøtten.
- Ved nedfelling av ryggstøtten etter bruk, må du ikke slippe støtten, da den vil falle ned. Senk i stedet ryggstøtten forsiktig til horisontal posisjon.
- Når du feller ned ryggstøtten, må du passe på at det ikke er fingre mellom rammen og støtten for å unngå at fingrene setter seg fast.
- Merk at stelleplatene kan bli glatte når de kommer i kontakt med vann og såpe.

4.3.2 Sidegrind

Sidegrind kan fås som ekstrautstyr. Beslagene monteres under rammen med de medfølgende skruene.


Lengde på dusjseng	Dusjseng	Sammenleggbar sidegrind	Gavlbeskytter Festet
146 cm	40-25023 / 40-25073	40-25034	40-25038
178 cm	40-25026 / 40-25076	40-25036	40-25038
210 cm	40-25029 / 40-25079	40-25035	40-25038

4.3.3 Nakkestøtte

Nakkestøtten er ergonomisk utformet og fås som ekstrautstyr. Nakkestøtten løfter og støtter brukerens nakke og gir en mer behagelig opplevelse. Den kan også brukes sammen med ryggstøtten.

Nakkestøtten er støpt i ett stykke av et bakterie- og sopphekkende materiale og er derfor ekstremt lett å vedlikeholde og rengjøre. Puten er dessuten vanntett.

Varenr. **40-25090**




Anbefalinger for bruk

Mindre egnet for personer med ukontrollerte bevegelser.

4.4 Elektrisk komponentskjema

4.4.1 Ledningsskjema

Dusjsengen leveres med kontrollboksen allerede montert på rammen. Diagrammet viser kablene som er koblet til kontrollboksen.




Alle pluggene er vanntette, og derfor kan de være litt vanskelige å koble til/fra. Pass på at pluggene er riktig plassert før de skyves inn i stikkontaktene på kontrollboksen. Pluggene må skyves inn i stikkontaktene til «O-ringen» ikke lenger er synlig.

Motor, kontrollboks og kontrollbryter gjelder IPX6. Det betyr at de er støvtette og beskyttet mot kraftig sjø, eller kraftige vannstråler.

Det elektroniske systemet er kun beregnet for periodisk bruk, det betyr maks. driftssyklus på 10 %; 2min på /18 min av.

1. Kontrollboks
2. Nettkabel 230V
3. Motor, kobles til kontakt 1
4. Endeplugger, kobles til kontakt 2, 3 og 4
5. Håndkontroller, kobles til HB-uttak



4.4.2 Tilkobling av kabler

Dusjsengen leveres med kontrollboksen allerede montert på rammen.

Motorkabelen kobles til kontakt 1.

Stikkontakt 2 og batteriet er ikke i bruk og er blokkert.

Stikkontakt 3 og 4 er lukket fra fabrikk

Håndkontrolleren kobles til «HB».

Nettkabelen kobles til kontakten på toppen av boksen.




Merk!

For å oppnå full IPX6-verdi er det svært viktig at alle pluggene er trykket godt inn i kontaktene og at «O-ringen» ikke lenger er synlig.

4.4.3 Plassering av håndkontrolleren

Beslaget til håndkontrolleren kan plasseres på veggen som vist.



Forsiktig!

Håndkontrolleren bør plasseres utilgjengelig for barn.



Advarsel!

Produktet skal alltid kunne beveges gjennom hele aktiveringsområdet uten å kollidere med gjenstander. Unnlattelse av å gjøre det vil sette produktstabiliteten i fare. Spesiell forsiktighet skal utvises for å sikre at ingen barn eller voksne befinner seg under produktet, da det kan oppstå alvorlige klemskader.

4.5 Restrisiko

<p>Varsel</p>  <p>Pass på at det ikke befinner seg personer under dusjsengen når den beveger seg ned, da det kan oppstå fare for slag, fastklemming og hodetraumer.</p>	
<p>Forsiktig</p>  <p>Ikke plasser hånden i spaltene på dekselet, hånden kan bli fastklemt.</p>	
<p>Varsel</p>  <p>Ved feilmontering av VVS-deler kan det oppstå vannlekkasjer på gulvet som kan øke risikoen for fall.</p>	
<p>Varsel</p>  <p>Pass på at det ikke er vann i karet under bevegelse. Vann kan ellers sprute på gulvet, noe som kan øke fallrisikoen.</p>	

5. Feilsøking

Problem	Løsning
Dusjsengen beveger seg ikke opp eller ned når du trykker på håndkontrolleren	<p>Sjekk om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100–230 V er tilkoblet, og om strømmen er på. ➤ Motoren er koblet til kontrollboksen. ➤ Håndkontrolleren kobles til kontrollboksen. ➤ Aktuatoren er overbelastet. (MERK: For hvert 2. minutt med aktivitet trenger den 18 minutters hvile).
Håndkontrolleren er defekt	<p>Sjekk om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ vasken er høydejusterbar ved hjelp av en annen betjening.
Når du trykker på OPP- og NED-knappene, kommer det bare «klikke»-lyder ut av kontrollboksen – ingen bevegelse	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Støpselet er kanskje ikke riktig montert. ➤ Demonter alle kabler fra kontrollboksen, og monter på nytt. ➤ En «tilbakestilling» kan være nødvendig. Se instruksjonene nedenfor under «Vedlikehold».
Rammen virker løs eller ustabil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stram alle skruene til rammen, jfr. monteringsveiledningen.
Dusjsengen kan ikke høydejusteres eller justeringen føles veldig vanskelig	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontroller at det ikke er noen fastklemte gjenstander som hindrer høydejusteringen.
Det tar for lang tid før vannet renner ut av karet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sjekk om den fleksible slangen er tilstoppet og rengjør den om nødvendig. ➤ Sjekk at den fleksible slangen ikke er montert så høyt på veggen at den fungerer som en ekstra sifong. ➤ Kontroller at den fleksible slangen ikke er bøyd eller vridd. Juster slangen slik at den ikke er bøyd/vridd.

6. Vedlikehold



Merk!

Unnlatelse av å overholde periodisk vedlikehold kan føre til forringelse av produktets funksjon og sikkerhet.

6.1 Periodisk vedlikehold


EasyCare er vedlikeholdsfri. Av hensyn til sikkerhet og pålitelighet anbefaler vi inspeksjon av enheten én gang i året:

Under inspeksjonen skal følgende kontrolleres:

- Kontroller at alle bolter og skruer er godt strammet til.
- Sjekk at rammen kan bevege seg fritt og uhindret fra bunn- til topposisjon uten problemer.
- **Tilbakestille EasyCare:** Trykk og hold nede begge knappene på kontrolleren. Hold knappene inne til pipetonen slutter å pipe. Beveg deretter rammen til nederste posisjon for tilbakestilling. Sjekk at bevegelsen er uforstyrret og jevn.
- Kontroller at eventuelle vanntilkoblingslanger og avløpsslanger er tette og funksjonelle.
- Sjekk at alle kabler er riktig montert og er i orden og uskadet.

7. Rengjøring

Ikke bruk trykkvasker til å rengjøre dette produktet. Eventuelle kalkavleiringer bør fjernes med egnede rengjøringsmidler for bad. Smuss og skitt skal fjernes etter hver bruk, noe som kan gjøres med lunkent vann og et egnet universalrengjøringsmiddel. Bruk en klut eller myk svamp til å vaske produktet. Tørk av produktet med en oppvridd klut.



	Merk!
	Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, f.eks. skurepulver, stålull, skuresvamp. Dette produktet er ikke designet for å bli sterilisert. Autoklaving og sterilisering utover vanlig rengjøring kan endre produktets sikkerhet og funksjon.

Forhåndsgodkjente rengjøringsmidler


Handelsnavn	Løsning
Acticlor plus	1000ppm
S90 sanirens	1–3 % persyre
FUTUR, Alkalisk rens	1 % løsning [pH 9,5]

Rengjøringsmidler som inneholder følgende kjemikalier, må ikke brukes ved rengjøring






Aceton
Ammoniumkarbonat
Etylacetat
Maursyre
Hydrokloridsyre
Isopropanol
Metylacetat
Salpetersyre
Fosforsyre

	Forsiktig! Desinfiser stellesengen mellom hver bruk for å unngå krysskontaminering
	Forsiktig! Ikke desinfiser produktet når det er koblet til strømmettet og/eller brukes med en pasient

8. Komponentliste

	<p>Merk!</p> <p>Ropox vil gjøre delelister og kretsskjemaer tilgjengelige for ekstraordinært vedlikehold og reparasjoner utover det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Reparasjoner utover det som er beskrevet i denne bruksanvisningen, kan kun utføres av servicepersonell utpekt av Ropox.</p>
---	---

8.1 Bytte av reservedeler

97001799	Aktuator/motor Type: LA40 Stempelslag 350 mm	
97001691	Kontrollboks Type: CA30	
97001688	Håndkontroller Type: HB30	
40-25030	Stelleplate	
40*40090-315	Fleksibelt VVS avløpssett	

9. Miljøvern



Produktet er ikke ment å kastes som kommunalt avfall. Riktig demontering, sortering og avhending av komponenter skal utføres av fagfolk innen avhending.

Del	Avhendingsanbefalinger
Kar	Hardplast
Stelleplater	Restavfall
Ramme og enhet	Stål
Kontrollboks	Elektronikk
Aktuator	Elektronikk

10. Elektromagnetisk kompatibilitet

10.1 Egnede miljøer

Enheten er egnet for bruk hjemme, i barnehager, på dagsentre for personer med fysiske eller psykiske funksjonshemninger eller på sykehus, bortsett fra i nærheten av aktivt HF-kirurgisk utstyr og det RF-skjermede rommet i et medisinsk elektrisk system for magnetisk resonansavbildning, hvor intensiteten på elektromagnetiske forstyrrelser er høy.

10.2 Grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse

Enheten har ingen funksjon knyttet til grunnleggende sikkerhet eller nødvendig ytelse. Ved tap eller forringelse av ytelsen kan brukeren komme seg på og av produktet.

10.3 Tilstøtende og stablet bruk

	Advarsel! Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet på annet utstyr bør unngås fordi det kan føre til feil bruk. Hvis slik bruk er nødvendig, bør dette utstyret og det andre utstyret observeres for å bekrefte at de fungerer normalt.
--	--

10.4 Kabler

Kabelkomponent	Lengde
Strømkabel	3,2 m
Spiralledning til håndkontroller	Ca. 5 m utstrukket.

	Advarsel! Bruk av tilbehør, transdusere og kabler annet enn det som er spesifisert eller levert av produsenten av dette, kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og resultere i feilaktig drift.
--	--